

비용은 낮추고, 정확도는 그대로! R&D Systems의 경제적인 ELISA kit

DuoSet ELISA kit



● The Best ELISA Development


- 15년간 약 25,000개 이상 Reference보유

● 다양한 Species/ Target 단백질 정량 가능


- Human, Mouse, Rat, Canine, Porcine, Feline, Equine 등
- 1000가지 이상 Target 단백질! Rare한 Target까지!

● High Quality의 Ab., Protein 사용

- 모두 자사에서 제작, Troubleshooting용이



Carefully Selected
Antibody Pairs



Accurate Detection
of Natural Proteins

● Economical & Simple Package

- 1 kit에 5 plate or 15 plate의 size로 구성
- Standard, Capture Ab., Detection Ab., HRP의 간단한 구성

● 타사에 비해 간편한 실험방법 (추가 장비 불필요)

- Incubator, Orbital shaker 불필요

정확도 UP! 일관성도 UP!

추가로 필요한 구성품은 한번에 Ancillary Kit로!



DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 1/2/3 (Cat# DY007B-C, DY008B-C, DY009B-C)

96-well or 384-well plates	Reagent diluent - Concentrate 1&3 (DY007B, DY007C) - Concentrate 2 (DY008B, DY008C) - Concentrate 3 (DY009B, DY009C)
Plate sealers	
ELISA plate-coating buffer	Stop solution - 2N Sulfuric Acid (DY994, 포함 kit: DY00*B) - Methanesulfonic Acid (DY994B, 포함 kit: DY00*C)
TMB ELISA Substrate	
Wash buffer	
PBS (DY007B, DY009B)	

- ▶ 각 kit에 따라 DY007B-C, DY008B-C, DY009B-C 중 선택
- ▶ 필요한 시약 별도 구매 가능

▶ **실험 시 주의사항**

DY994 사용 시: 50 µL 권장 / DY994B 사용 시: 100 µL 권장

▶ **그 외 실험에 필요한 시약들**

DY010, DY005 등 추가 필요 시약 여부는 반드시 Kit의 Datasheet 확인

Full Line of DuoSet ELISA Kit

DuoSet ELISA



Sandwich ELISA development kit

DuoSet IC (Intracellular) ELISA

Intracellular molecules 측정하는 DuoSet ELISA kit

DuoSet IC (Intracellular) Phospho-specific ELISA

Phosphorylated intracellular molecules 측정하는 DuoSet ELISA kit



문의 전화) 02-881-5432